



Le manipulateur ZETTLER® INTERVOX

Sécurité et confort pour les patients - allègement des tâches du personnel dans le service des soins : des conditions essentielles pour une exploitation efficace dans les hôpitaux. Les systèmes d'appel intelligents garantissent une communication ciblée entre le personnel soignant et les patients.

Pour le système d'appel lumineux ZETTLER® INTERVOX, la société Tyco a développé un manipulateur multifonctions qui répond en tout point aux exigences actuelles des patients.

Le manipulateur

Appareil multifonctions et convivial

Aperçu des caractéristiques:

- Bouton d'appel
- Voyant de tranquillisation
- Bouton de service, par ex. pour la cafétéria
- Des prises de connexion spéciales facilitent les changements de configuration
- Protection contre l'humidité pour désinfections superficielles et par immersion
- Clavier tactile avec point de poussée perceptible, facile à palper
- Conforme à DIN/VDE 0834, partie 1+2, classe d'environnement (conditions environnementales et CEM)
- Différentes variantes pour les zones de protection A+B

Instrument de contrôle convivial

Le manipulateur se caractérise par un design esthétique et des boutons de commande ergonomiques. Les fonctions dans la chambre, par ex. le réglage de l'éclairage de la chambre et de la lampe de lecture ainsi que les fonctions particulières telles que la commande des volets peuvent être configurées sans problème. Un voyant de localisation facilite l'accès aux touches correspondantes durant la nuit. Un bouton supplémentaire est prévu pour l'allumage d'une troisième lampe ou TV.

Le manipulateur peut être logé dans un fourreau installé près du lit. Il peut être fixé au lit par clip, en particulier pour des patients dont la liberté de mouvement est limitée.

tyco

*Fire & Integrated
Solutions*

Le manipulateur offre naturellement toutes les fonctions essentielles pour le service des soins. L'appareil est étanché à l'eau, donc facile à nettoyer et à désinfecter.

Il existe plusieurs modèles de manipulateurs suivant les prestations souhaitées. L'appareil de base comprend un bouton d'appel, un voyant de tranquillisation avec un boîtier étanche à l'eau ; les fonctions complémentaires sont optionnelles.

Les manipulateurs sont conformes aux exigences de la norme DIN/VDE 0834. En combinaison avec un système ZETTLER® INTERVOX, le manipulateur est toujours opérationnel car il est surveillé en permanence. Un retrait involontaire de la prise est signalé au personnel par un appel de retrait de prise.



Les prises de connexion VARIOVOX détectent automatiquement les différents modèles de manipulateurs.

Prises de connexion souples

Différentes prises de connexions ZETTLER® VARIOVOX sont disponibles pour les manipulateurs. Il est possible d'installer des prises pour boîtes de connexion conventionnelles et pour des unités d'installation pour hôpitaux. La prise de connexion détecte automatiquement le modèle connecté, sans qu'il soit nécessaire de programmer la version correspondante du manipulateur.



Le manipulateur est convivial et facile à commander

Pour de plus amples informations concernant les produits et les prestations de Tyco, veuillez contacter votre agent de vente ou visiter notre site : www.tycofireandsecurity.com

Tyco se réserve le droit de modifier ou de supprimer tout produit ou service sans préavis.

Visa de société:

tyco

*Fire & Integrated
 Solutions*